



## Safecare COVID-19 Antigen Schnelltest »Abstrichtest«

Gebrauch ausschließlich durch  
medizinisches oder geschultes Personal!

- BfArM-gelistet : AT 199/20, CE zertifiziert
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Abstrich im vorderen Nasenbereich
- Ergebnis nach 10-15 Minutennuten

### HÖCHSTE TESTQUALITÄT

- Sensitivität: 97,04%
- Spezifität: 99,44%
- Genauigkeit: 98,41%

### EINE BOX ENTHÄLT

- 25 x Testkassette
- 25 x Extraktionsrohr im Polybeutel
- 25 x Extraktionspuffer im Polybeutel
- 25 x Nasenabstrich einzeln verpackt im Polybeutel
- 1 x Workstation
- 1 x Packungsbeilage mit Gebrauchsanweisung

### VERKAUFSEINHEITEN

- Box mit 25 Tests
- Karton mit 27 Boxen: 675 Tests

**1 Box mit 25 Tests**  
**ab 3,99 € netto** pro Test

ZUZÜGLICH VERSANDKOSTEN

**1 Karton mit 675 Tests**  
**Preis auf Anfrage**

INKLUSIVE VERSANDKOSTEN

GRÖßERE MENGEN AUF ANFRAGE